



DOMOSEDAN GEL®

DOMOSEDAN GEL® A.U.V.

7,6 mg/ml detomidin-hidroklorid tartalmú, szájnyalkahártyán alkalmazott gél lovak nyugtatására

A detomidin állatokban csökkenti az öntudat szintjét és megemeli a fájdalomküszöböt. A DOMOSEDAN GEL® A.U.V. könnyen beadható, hatékony és biztonságos készítmény

kartondobozban kerül forgalomba. A fecskendő tartalma áttetsző, kék színű gél. Az adag legfeljebb egy 600 kg testtömegű állat egyszeri kezelésére elegendő. A kartondoboz nyílása a használt fecskendő visszatétele után visszazárható. A fecskendő egyszer használatos. A csak részben fölhasznált fecskendőt meg kell semmisíteni.

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt valamint az



A DOMOSEDAN GEL® A.U.V. kiszolgáltatása állatorvosi rendelvényre történik.

A készítményt kérje állatorvosától!

félénk, ideges, esetleg rosszindulatú lovak nyugtatására egyes ápolási tevékenységek (nyírás, pataápolás, patkolás stb.), valamint rakodás, szállítás (pl. kólikás vagy sánta lovak állatorvoshoz történő szállítása) végrehajtásának megkönnyítésére.

Alkalmazásakor javul az ápolók és az ápolat állat baleseti biztonsága, a durva megfélemezési módszerek nélkülözhetőek.

Alkalmazása előtt minden esetben konzultáljon állatorvosával és tartsa be a használati utasításban leírtakat! Ha a készítmény alkalmazásakor a várt hatás elmaradását, túl erős hatást vagy váratlan mellékhatást tapasztal, kérjen állatorvosi segítséget!

A készítmény előre töltött, egyadagos fecskendőben (3 ml),

állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban kell tárolni. Gyermekek elől elzárva tartandó!


Az eredeti csomagolású bontatlan DOMOSEDAN GEL® A.U.V. a gyártástól számított 2 évig, a csomagoláson feltüntetett időpontig használható fel.

Élmezés egészségügyi várakozási idő:

Hús és ehető szövetek: Nulla nap.

Tej: Nulla óra.

DOMOSEDAN GEL®



A DOMOSEDAN GEL® A.U.V. alkalmazása

A gél formátumú készítményt a ló nyelve alá, a száj nyálkahártyájára kell juttatni. Ha a szert az állat lenyeli, hasznosulása jelentősen csökken, a várt hatás elmarad vagy nem kiélegető.

A fenti kép a helyes alkalmazást mutatja.

Adagolási útmutató:

Vegyen föl impermeábilis kesztyűt és vegye ki a fecskendőt a kartondobozból. A dugattyúszáron forgassa el a szabályozó gyűrűt, hogy az szabadon képes legyen föl-le csúszkálni. Állítsa be a gyűrűt úgy, hogy fecskendőhöz közelebbi vége a kívánt térfogatnak megfelelő jelnél legyen. Elforgatással rögzítse a gyűrűt a helyén.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a ló szájában nincsen takarmány. A zárókupakot távolítsa el a fecskendő hegyéről és őrizze meg, hogy visszatehesse. A fecskendő végét oldalról vezesse be a ló szájába úgy, hogy a fecskendő vége a száj-szeglet szintjén a nyelv alá kerüljön. Nyomja be a dugattyút, amíg a reteszelő gyűrű el nem éri a fecskendő köpenyét, a készítményt a nyelv alá juttatva.

A fecskendő 1,0-3,0 ml között 0,25 ml-ml-ként adagolja a készítményt. Az alábbi táblázat a megfelelő testtömegekhez tartozó adagok térfogatát adja meg.

Hozzávetőleges testtömeg (kg)	Adag térfogat (ml)
150-199	1,00
200-249	1,25
250-299	1,50
300-349	1,75
350-399	2,00
400-449	2,25
450-499	2,50
500-549	2,75
550-600	3,00



